

Dépistage et diagnostic de l'apnée du sommeil dans votre cabinet.



En une semaine seulement, de la mesure au dépistage jusqu'au diagnostic complet de l'apnée du sommeil.

Avec evismo RespiFlex, vous saisissez toutes les données nécessaires en une seule nuit et recevez le rapport de dépistage dès le lendemain (similaire à ApneaLink). Si nécessaire, un médecin du sommeil externe établit un diagnostic complet de l'apnée du sommeil. Ceci dans un délai de 3 jours et y compris les recommandations thérapeutiques.

Les paramètres vitaux RespiFlex

- Fréquence du pouls
- Position de sommeil
- Bruits de ronflement
- Saturation en oxygène
- Débit respiratoire
- Pausés respiratoires (apnées)
- Efforts respiratoires thoraciques
- Efforts respiratoires abdominaux



evismo RespiFlex combine une oxymétrie de pouls étendue (RespiFlex dépistage) avec une polygraphie respiratoire complète (RespiFlex diagnostic) et fournit ainsi des diagnostics d'apnée du sommeil nettement plus précis.



Dr. med. Heydy Lorena González
Médecin-chef de la Hofklinik für
Wach- & Schlafmedizin à Lucerne

Gratuit !

Les kits evismo RespiFlex vous sont fournis gratuitement.

Dépistage & diagnostic de l'apnée du sommeil avec une seule mesure

RespiFlex dépistage

Pour détecter l'apnée du sommeil
(oxymétrie de pouls étendue, similaire à ApneaLink)

RespiFlex diagnostic

Polygraphie respiratoire basée sur la même mesure pour diagnostiquer :

- apnée obstructive du sommeil (AOS)
- apnée centrale du sommeil
- apnée du sommeil mixte
- hypopnée
- respiration de Cheyne-Stokes

Jour 1 Mise en service et explication
Pendant la nuit : Port des capteurs

Jour 2 Retour des capteurs et transmission des données

Jour 3 **Rapport de dépistage disponible**

Jour 3 Complément **d'anamnèse** et du **score ESS**

Jours 4-6 Rédaction du **rapport de diagnostic** par un médecin du sommeil

Jour 7 **Discussion du diagnostic et de la thérapie** avec le/la patient/e.

Recommandations thérapeutiques

- Changements de comportement
(p. ex. réduction du poids, hygiène du sommeil)
- Orthèse
- Thérapie CPAP
- Autres

Contact

evismo AG
044 521 51 10
info@evismo.com
www.evismo.com



Autres services de diagnostic evismo

evismo CardioFlex

ECG de longue durée (24 h à 30 jours) pour une évaluation fiable des troubles du rythme cardiaque.

evismo StressCheck

Analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) pour un diagnostic objectif du stress, du burnout et des troubles du sommeil.